



2019 年 10 月

お客さま 各位

生化学工業株式会社

海外事業推進部 ACC/LALグループ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1

Telephone:03-5220-8953

Facsimile :03-5220-8956

Software for Wellreader, DI エディション バージョンアップのお知らせ

拝啓

時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社のエンドトキシン測定システム ウェルリーダーAdvance 用ソフトウェア「Software for Wellreader, DI エディション」につき、操作性の向上、誤操作の防止を目的とし、下記の変更を行い、Ver.3.30JP として販売を開始いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品 : Software for Wellreader, DI エディション

■バージョンアップに伴う変更点

変更内容	項目	Ver.3.30JP	Ver.3.10JP、3.20JP
対象ファイル の明確化	プルダウン メニュー： ファイル(F)	「データファイルを開く」	「開く」
		「テンプレートファイルの読み込み」	「パラメーターの読み込み」
		「テンプレートファイルの保存」	「パラメーターの保存」
	ユーザーの登録： 権限の所有	「テンプレートファイルの保存」	「ファイルの保存」
表記の変更	計算結果/ 試験成績書	LogIn	開始日
		確認者	作成者
機能追加	外部データの 取込み	LIMS との相互通信により、外部からのテキストデータ入力ができる。	なし

以上

【お問い合わせ先】

生化学工業株式会社 海外事業推進部 ACC/LAL グループ

TEL: 03-5220-8953 FAX: 03-5220-8956

E-mail: lal@seikagaku.co.jp