

お客様各位

## エンドトキシン測定用試薬・器具

## 変更のご案内

平素より弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。

弊社では、かねてよりエンドトキシン測定用リポート試薬の国際調和を図り、リポート試薬を安定供給するために主剤原料をアジア産からアメリカ産へ、また標準品原料を大腸菌O111:B4株からO113:H10株へと変更準備を進めてまいりました。このたび出庫準備が整いましたので、ご案内申し上げます。

下記一覧表をご参照いただき、左側の従来品をご使用のお客様は同列右側に記載してあります新製品への切り換え、新コード番号でのご発注をお願いいたします。

何卒、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

## 商品一覧

従来品	新製品
コード : 販売名	新コード : 販売名
010152 : エンドトキシン ES-50M セット →	020150 : エンドトキシン ES-50M セット
010150 : エンドトキシン ES-6 セット(2004年3月製造中止) →	
010151 : エンドトキシン ES-20S セット →	2004年4月 LAL製 ES-20S セット発売予定
010132 : トキシカー LS-50M セット →	020130 : トキシカー LS-50M セット
010130 : トキシカー LS-6 セット(2004年3月製造中止) →	
010131 : トキシカー LS-20S セット(2004年3月製造中止) →	2004年4月 LAL製 ES-20S セット発売予定
010055 : トキシカー Et-1 →	020055 : エンドトキシン標準品 CSE-L
010056 : トキシカー Et-2 →	020056 : エンドトキシン標準品 CSE-H
900560 : トキシハットプレート 96F →	900570 : トキシハットプレート LP
800825 : EG チューブ (HD) →	800826 : HD チューブ
注1 : 従来品と新製品を組み合わせ、ご使用しないで下さい。(800825, 800826を除く)	
注2 : すべての製品において包装、価格、操作法等は一切変更ございません。	
注3 : 体外診断用医薬品(エンドトキシン ES テスト MK およびファンギトキシン G テスト MK)をご使用のお客様は、従来通りトキシハットプレート 96F をご使用下さい。	
注4 : EG チューブは製造元の変更に伴い、販売名が変わります。	

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

生化学工業株式会社 機能化学品事業部 LAL ビジネスユニット

TEL: 03-3270-0536 FAX: 03-3242-5335

E-Mail: [lal@seikagaku.co.jp](mailto:lal@seikagaku.co.jp) <http://www.seikagaku.co.jp>