

透析液エンドトキシン測定 スターターセット

スターターセットで透析液エンドトキシン測定を始めませんか

はじめての方 **に** おすすめ **お得なスターターセット**

スターターセットは、透析液エンドトキシン測定に必要なキットI、II、IIIの3つのキットから構成されています



*1 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
*2 本セットにパソコンは含まれませんので、別途Windows® パソコンをご用意ください

特長

オールインワン

スターターセットだけで、必要なものがすべてそろい、パソコンをご用意いただくだけですぐに透析液エンドトキシン測定を開始できます

簡単、迅速 30分測定

操作が簡単で、測定時間も30分
透析施行前の測定にもフレキシブルに対応できます

ワンストップ・ソリューション

生化学工業は透析液エンドトキシン測定の導入、技術学術サービスからアフターフォローまでをワンストップでご提供いたします

● お得なセット価格

セット名	Code	通常価格	セット価格
透析液エンドトキシン測定 スターターセット	900659	¥1,117,100	¥1,030,000

*表示の価格に消費税は含まれません。

スターターセット
ご購入の方に、
サービスセット進呈中

サービスセット

■ 試験管立て

■ ピンセット

●測定フローチャート



●セットの構成

スターターセットは、キットI、II、IIIの3つのキットから構成されます

透析液エンドトキシン測定スターターセット		Code	包装単位	セット価格
		900659	1セット	¥1,030,000
セット内容	キットI【器具・消耗品】	㊸ 乾熱滅菌試験管 アルミキャップ付 Code. 800798 ㊹ 乾熱滅菌アルミ箔 Code. 800804 ㊺ 乾熱滅菌アルミキャップ Code. 800807 ㊻ トキシペット サンプラー200 Code. 900516 ㊼ トキシペット チップ200 Code. 900540 ㊽ 試験管ミキサーTM-251 Code. 900675	100本 1セット 100個 1個 500本 1台	
	キットII【測定装置】	EGリーダー SV-12* Code. 900630 ◦透析液エンドトキシン測定用ソフトウェアCD-ROM 1枚	1セット 1枚	
	キットIII【試薬】	㊿ エンドスペシー® ES-24Sセット 保存:冷蔵 Code. 020170	1セット	

* 表示の価格に消費税は含まれません。

*注:制御用パソコンについて

EGリーダー SV-12を制御するためには、別途Windows® パソコンが必要です

〈推奨スペック〉

- OS : 日本語Windows® 7、Windows® 10
- ポート : RS-232Cシリアルポート(DSUB-9ピン)
- CDドライブ : ソフトインストール用

* Windows® は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。



生化学工業株式会社

LAL営業グループ
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1
 Telephone:03-5220-8953
 Facsimile :03-5220-8956
 E-mail : lal@seikagaku.co.jp
 URL : http://www.lalbiz.com