

透析液エンドトキシン測定 スターターセット

すべての必要アイテムがセットになったスターターセットで、
透析液エンドトキシン測定を始めませんか

はじめの方におすすめ

お得なスターターセット

スターターセットは、透析液エンドトキシン測定に必要なキットI、II、IIIの3つのキットから構成されています
なお、本セットにパソコンは含まれませんので、別途Windowsパソコンをご準備ください。



キットI【器具・消耗品】

* 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。



キットII【測定装置】



キットIII【試薬】

特長

すぐに測定できるオールインワン

スターターセットだけで、必要なものがすべてそろい、すぐに透析液エンドトキシン測定を開始できます

安心サポート

測定装置、試薬、器具・消耗品からなるエンドトキシン測定システムで、
導入から運用まで、透析液エンドトキシン測定をトータルサポートします

簡単、迅速

生化学工業のエンドトキシン測定システムは、操作が簡単で、測定時間も30分
透析施行直前の測定も可能です

お得なセット価格

セット名	Code	通常価格	セット価格
透析液エンドトキシン測定スターターセット	900659	¥1,117,100	¥1,030,000

*表示の価格に消費税は含まれません

さらに、スターターセットご購入の方に、
サービスセット進呈中

サービスセット

■試験管立て ■ピンセット

測定フローチャート



セットの構成

スターターセットは、キットI、II、IIIの3つのキットから構成されます

透析液エンドトキシン測定スターターセット		Code	包装単位	セット価格
		900659	1セット	¥1,030,000
セット内容	キットI【器具・消耗品】	㉑ 乾熱滅菌試験管 アルミキャップ付 Code. 800798 ㉒ 乾熱滅菌アルミ箔 Code. 800804 ㉓ 乾熱滅菌アルミキャップ Code. 800807 ㉔ トキシペット サンプラー200 Code. 900516 ㉕ トキシペット チップ200 Code. 900540 ㉖ 試験管ミキサーTM-251 Code. 900675	100本 1セット 100個 1個 500本 1台	
	キットII【測定装置】	EGリーダー SV-12* Code. 900630	1セット	
	キットIII【試薬】	㉗ エンドスペシー®ES-24Sセット 保存/冷蔵 Code. 020170	1セット	

* 表示の価格に消費税は含まれません。

*注:制御用パソコンについて

EGリーダー SV-12を制御するためには、別途Windowsパソコンが必要です

〈推奨スペック〉

- OS : 日本語Windows 7 (32bit)
- ポート : RS-232Cシリアルポート (DSUB-9ピン)
- CDドライブ : ソフトインストール用

* Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。



生化学工業株式会社

LAL営業グループ
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1
 Telephone: 03-5220-8953
 Facsimile : 03-5220-8956
 E-mail : lal@seikagaku.co.jp
 URL : http://www.lalbiz.com